

 Ortopedska bolnišnica Valdoltra	NAVODILO ZUNANJIM NAROČNIKOM ZA ODVZEM SKLEPNIH PUNKTATOV	DN 510-077
		Verzija: 1
		Stran: 1/1

Biološki material (BM) - Punktat: sklepna tekočina – naravni sklep ali kolekcija ob sklepni protezi

1. SPREJEM VZORCA V LABORATORIJU OB VALDOLTRA

- PONEDELJEK-PETEK: **do 14. ure**
- SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI: **do 9. ure**

2. ODVZEM VZORCA: KRISTALI, CITOLOŠKA ANALIZA:

- **EPRUVETA LILA Z ANTIKOAGULANTOM K₂EDTA**
- Punktat iz aspiracijske brizge natočimo v epruveto, zapremo in takoj premešamo s prevračanjem, da ne koagulira
- Nalepimo nalepko s podatki o preiskovancu
- Na nalepko napišemo: » punktat«

3. NAROČILO PREISKAVE:

- Napotnica ZZS: natančno izpolniti
- Napisati vrsto punktata in mesto odvzema (na primer: D-koleno, oz. TPG-sin, če gre za protezo, ker se citološke vrednosti med nativnim sklepom in sklepom s protezo razlikujejo).
- Za nujne primere navesti kontaktno številko za sporočanje rezultatov

4. TRANSPORT VZORCA

- Odvzet vzorec v lila epruveti vstavimo v zaščitno kuverto in priložimo napotnico.
- Priporočljivo je, da prispe vzorec punktata čim prej v laboratorij, znotraj 12 ur. Pošiljanje po pošti ni priporočljivo.
- Do transporta hraniti vzorec v hladilniku
- Kristali v punktatu so vidni tudi 3.dan po odvzemu; problematična je citološka analiza zaradi možnega razpada celic.

5. IZVID

- Rezultati bodo končani isti dan, ob upoštevanju urnika sprejema BM
- Izvid dobite po pošti
- Nujne rezultate sporočimo po telefonu, če je tako označeno na napotnici

Velja od	Predlagal	Pregledal	Sprejel
27.03.2015	Vodja laboratorija Dunja Terčič	Pom. dir. za kakovost Lilijana Vouk Grbac	Vodja laboratorija Dunja Terčič